

Ref. 302800 / 302810

DEUTSCH

Behandlungsstand A 8000 und A 8000 Kaiserschnitt

Cage de contention A 8000 et A 8000 césarienne / Cattle Crush A 8000 and A 8000 for caesarean section /
Behandelbox A 8000 en A 8000 keizersneden / Caja de contención A 8000 y A 8000 cesarea



Für den Aufbau wird zusätzlich benötigt:

- Schraubenschlüssel-Satz
- Inbusschlüssel
- Leiter



Aufbau mit zwei Personen in ca. 1 h


Lieferumfang:

	Stück	Bezeichnung
1	1x	Behandlungsstand mit verstellbaren Seitenwänden
2	1x	Beckenstange
3	1x	Bedienhebel
4	1x	Pumphebel
5	1x	Kopffixierkette



Lieferumfang Zubehör (optional):

Stück	Bezeichnung
1x	Fangkorb, einflügelig (Ref. 302308)
1x	Fangkorb, zweiflügelig (Ref. 302307)
1x	Klauenpflege-Set (Ref. 302360)
1x	Kopffixierung (Ref. 302408)
1x	Wiegetechnik (Anzeigeeinheit (z.B. Ref. 480023) + Wiegebalken (Ref. 400500))



Montage- und Bedienungsanleitung

- Die Lieferung erfolgt überwiegend vormontiert.
- Alle Bedienelemente können auf beiden Seiten montiert werden. Das dazu benötigte Montagematerial ist vorhanden.
- Vor jeder Benutzung Gleitstange der Bremse mit Kriechöl schmieren.



- **Ruhiges Arbeiten erleichtert den Umgang mit Tieren.**
Versuchen Sie, die Tiere eher zu führen oder zu locken als zu treiben, zu drücken oder zu schieben.
- **Tragen Sie Schutzkleidung wie Handschuhe, Schuhe mit Stahlkappeneinlagen und bei Verwendung eines Winkelschleifers eine entsprechende Schutzbrille.**

1. Transport mittels Palettengabel.
Am Ende eines Treibgangs auf ebenem Untergrund abstellen.




2. Für rationelles und sicheres Arbeiten: Komplexe Fanganlage mit Zutreibmöglichkeit (siehe PATURA Gesamtkatalog unter „Mobile Behandlungsanlagen“).
Behandlungskäfig XL (Ref. 310106) zur sicheren Behandlung und als Übergang von Treibgang in Behandlungsstand verwenden.



3. Montage + Bedienung Halsfangvorrichtung

A Montage Halsfangvorrichtung



Bedienung von links:

Montieren Sie das Adapterstück so, dass sich die Markierung mit einem Punkt an der unteren Schraube befindet. Achten Sie hier darauf, dass die Schraubengewinde nach außen zeigen.



Bringen Sie den Bedienhebel **3** an der Lasche des Adapterstücks an.



Bedienung von rechts:

Montieren Sie das Adapterstück so, dass sich die Markierung mit zwei Punkten an der unteren Schraube befindet. Achten Sie hier darauf, dass die Schraubengewinde nach außen zeigen.

Bringen Sie den Bedienhebel **3** an der Lasche des Adapterstücks an.



B Halsfangvorrichtung über Bedienhebel **3** nur soweit öffnen, dass das Tier gerade mit dem Kopf hindurch kommt. Tier eintreiben und Schiebetür schließen.



Beim Eintreiben des Tieres muss eine Person den Bedienhebel **3** der Halsfangvorrichtung in geöffneter Position halten.



Montage- und Bedienungsanleitung

- 4.** Tier mit der stufenlos einstellbaren Halsfangvorrichtung einfangen und diese so weit schließen, dass das Tier im Behandlungsstand nicht zurückweichen kann.

Tierbehandlung am Kopf (Ohrmarken, Nasenring etc.):

Fangkorb **1** bzw. **2** öffnen.

Falls nötig, den Kopf mit der mitgelieferten Kopffixierkette **5** fixieren.

Kette in die Lasche **A** einhängen und über das Maul führen. Durch den Ring **B** ziehen, dann nach oben über den Kopf des Tieres zur Lasche **C** führen, straff ziehen und in die Lasche **C** einhängen.




- 5.** Zur sicheren Fixierung des Tieres: Beckenstange **2** in die Führung stecken, so weit wie möglich nach vorne schieben und mithilfe des Winkelstahles sichern.




6. Montage Pumpebel + Bedienung Seitenverengung

A Montieren Sie den Pumpebel **4** in der dafür vorgesehenen Rohrhülse zur Bedienung der Seitenverengung.



B Verengen der Seitenwände durch Betätigung des Pumpenhebels **4**, hierzu muss die Ablassschraube **D** fest gedreht sein. Zurück in die Ausgangsposition durch Lösen der Ablassschraube **D**.




Ablassschraube **D**

7. Montage + Bedienung Fangkorb 2 (optional)

A Montage Fangkorb, zweiflügelig (Ref. 302307)

Lieferumfang:

Stück	Bezeichnung
2	Fangkorb zweiflügelig
6	Bedienhebel Fangkorb
7	Flacheisen



Montieren Sie den Rahmen des Fangkorbs **2** auf dem Behandlungsstand.
 Montieren Sie den Bedienhebel **6** auf dem Rahmen des Fangkorbs **2**.
 Führen Sie die Rohrstützen der Flacheisen **7** in den Flügeln des Fangkorbs **2** ein und verschrauben diese an der Lasche des Bedienhebels **6**.

Montieren Sie die Flügel des Fangkorbs **2** in den dafür vorgesehenen Laschen des Rahmengestells.



B Fangkorb vor dem Eintreiben des Tieres schließen.
 (Bei Fangkorb zweiflügelig **2** Bedienhebel **6** hinter der Arretierung bzw. bei Fangkorb einflügelig **1** die Kette sichern!)

- 8.** Tierbehandlung am Kopf (Ohrmarken, Nasenring etc.): Fangkorb **1** bzw. **2** öffnen.
 Arbeiten an weiteren Bereichen: Öffnen der beiden unteren Türen bzw. der oberen Klappe.
 Modell A 8000 Kaiserschnitt: rechte Seite, Öffnen der beiden unteren Türen bzw. der oberen Klappe.
 linke Seite, Öffnen der 5 speziell angeordneten Türen, für Kaiserschnitt und andere
 Behandlungen.

Auslass des Tieres:

1. Beckenstange **2** herausziehen, dazu Winkelstahl anheben
2. Hecktüre geschlossen lassen
3. Fangkorb **1** bzw. **2** öffnen
4. Halsfangrahmen mithilfe des Bedienhebels **3** öffnen und geöffnet halten, bis das Tier den Stand verlassen hat



- Entfernen Sie den Stand nach Gebrauch aus der Weide. Die Tiere können den Stand bei Zugang von außen beschädigen.
- Reinigen Sie den Stand nach Gebrauch gründlich und lagern Sie diesen an einem trockenen Ort.
- Zur Sicherung der Funktion und einer langen Gebrauchsdauer ist eine ausreichende und regelmäßige Schmierung an den vorgesehenen Schmiernippeln unerlässlich.
- Die Schmierung der Bremsen des Halsfangrahmens darf nur mit Kriechöl erfolgen.
- Bei längerer Nichtbenutzung Gleitstange der Bremse mit öligem Lappen umwickeln.

9. Montage + Bedienung Klauenpflege-Set 3 (optional)

Lieferumfang:

Stück	Bezeichnung
8	Bauchgurtwinde
9	Bauchgurt
10	Vorderfußwinde
11	Fußgurt
12	Hinterfußwinde



- A** Sichere Fixierung:
- Fangkorb **1** bzw. **2** schließen
 - Halsfangrahmen schließen
 - Beckenstange **2** einlegen und sichern
 - Seitenverengung einstellen

- B**
- Bauchgurte **9** an der festen Seite in den Rahmen eingehängen
 - Gurte unter dem Tier hindurch auf die andere Seite führen
 - In die Haken der Bauchgurtwinde **8** eingehängen und Bauchgurte leicht anspannen



Das Tier nicht zu stark entlasten, da es sonst unsicher wird!



- C**
- Vorderfußwinde **10** in die Aufnahme stecken und mittels Klappsplint arretieren
 - Fußgurt **11** in einer Schlinge um den Vorderfuß (zwischen Afterklaue und Klaue) legen
 - Fußgurt **11** innen durch die Fußaufnahme führen und in die Vorderfußwinde **10** einlegen
 - Fuß durch Drehen der Vorderfußwinde **10** nach oben ziehen, bis er fest in der Vorderfußauflage liegt



- D**
- Hinterfußwinde **12** durch die auf die Tiergröße passenden Löcher über der hinteren Seitentüre stecken und arretieren
 - Fußgurt **11** um den Hinterfuß (zwischen Afterklaue und Klaue) und in die Hinterfußwinde **12** einlegen
 - Fuß durch Drehen der Hinterfußwinde **12** nach oben ziehen, bis er fest an der Stange anliegt





10. Montage + Bedienung Kopffixierung 4 (optional)

A Kopffixierung 4 mittels der U-Profile am Rahmen des einflügeligen Fangkorbs 1 anschrauben. Montage des Kopfbügels im äußeren Lochbild.

Lieferumfang:

	Stück	Bezeichnung
4	1x	Kopffixierung
13	1x	Bedienhebel
14	1x	Entriegelungshebel



Montage nur am einflügeligen Fangkorb möglich.


B Nachdem das Tier im Halsfangrahmen fixiert wurde, den Bedienhebel 13 aus der Ruheposition nach oben ziehen, dann nach unten drücken, um die Kopffixierung von unten an den Kopf des Tieres heran zu führen.



C Zum Lösen den Entriegelungshebel **14** nach unten drücken.




Vorher unbedingt den Bedienhebel **13** wieder einschieben!



11. Montage Wiegetechnik 5 (optional)

- A** Behandlungsstand sicher anheben und Wiegebalken an den integrierten Montageplatten des Behandlungsstandes montieren. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest!
Kabel der Wiegebalken sicher verstauen und Behandlungsstand auf ebener Fläche absetzen.
Wenn alle 4 FüÙe der Wiegebalken vollen Bodenkontakt haben, können die Schrauben festgezogen werden. Montage der beiliegenden Bolzenanker für den stationären Einsatz.



- B** Anzeigeeinheit mit dazugehörigem Montagmaterial am Fangstand befestigen und die Kabel so fixieren, dass diese nicht beschädigt werden.





Der PATURA Behandlungsstand A8000

Der professionelle Universalstand für alle Einsatzzwecke

- Alle Tiere einer Herde, vom Jungtier bis zum Zuchtbull, können mithilfe der stufenlosen Seitenverengung sicher fixiert und behandelt werden
- Jungtiere können sich im Stand nicht umdrehen
- Klauenpflege ist bei klein- und großrahmigen Rinderrassen jederzeit möglich
- Der lange Innenraum ermöglicht ein schnelles und stressfreies Arbeiten für Mensch und Tier
- Der Stand ist für hohen Tierdurchsatz ausgelegt



10 Vorteile, die Sie voll überzeugen werden

Vorteil 1: Seitenverengung (85 cm – 40 cm)

Vorteil 2: Klauenpflege mit rückschlagfreien Winden

Vorteil 3: 2 Fangkorbvarianten

Vorteil 4: Halsfangrahmen (12 cm – 85 cm)

Vorteil 5: Boden aus Streckmetall

Vorteil 6: Beidseitig optimaler Zugang zum Tier

Vorteil 7: Beckenstange

Vorteil 8: Nutzbare Innenlänge von 2,75 m

Vorteil 9: Weit öffnende Frontpartie

Vorteil 10: Einfacher Transport mittels Palettengabel



Seitenverengung für jede Tiergröße



Optimale Trittsicherheit durch Streckmetallblech



Seitentüren für optimale Erreichbarkeit sämtlicher Körperbereiche



Fixieren des Tieres von hinten durch Beckenstange




Der Behandlungsstand für professionelles Herdenmanagement

Arbeiten Sie effizient, überprüfen Sie regelmäßig den Gesundheitszustand der Tiere und ermitteln Sie Gewichte und Zunahmen. Wichtiger Bestandteil professionellen Herdenmanagements ist eine elektronische Tierwaage, die mit dem Behandlungsstand zu kombinieren ist und zu jedem Tier anhand der Ohrmarkennummer Daten speichert.



② Klauenpflege mit rückschlagfreien Winden



③ Fangkorb für sicheres und ruhiges Fangen



④ Halsfangrahmen zur Fixierung jeder Tiergröße. Inklusive Kopf-Fixierkette.



⑧ Innenlänge (2,75 m) ermöglicht die Trennung der Schritte "Einlass" und "Fixierung"



⑨ Auslass der Tiere durch weit öffnende Frontpartie



⑩ Transport mittels Palettengabel

Ref. 302800 / 302810

FRANÇAIS

Cage de contention A 8000 et A 8000 césarienne

Behandlungsstand A 8000 und A 8000 Kaiserschnitt / Cattle Crush A 8000 and A 8000 for caesarean section /
Behandelbox A 8000 en A 8000 keizersneden / Caja de contención A 8000 y A 8000 cesarea



Outils nécessaires au montage :

- Jeu de clés à molette
- Clé Allen
- Escabeau



Montage par 2 personnes en 1 h environ


Contenu de la livraison :

Pièce	Description
1	Cage de contention avec serrage latéral
2	Barre anti-recul
3	Levier de commande
4	Levier de pompe
5	Chaîne de fixation tête



Contenu de la livraison Accessoires (en option) :

Pièce	Description
1x	Panier à battant simple (Ref. 302308)
1x	Panier à double battant (Ref. 302307)
1x	Kit de parage (Ref. 302360)
1x	Lève-tête (Ref. 302408)
1x	Pesée (Indicateur (p.ex. Ref. 480023) + Barres de pesée (Ref. 400500))



Instructions de montage et d'utilisation

- Le produit est livré en grande partie prémonté.
- Tous les éléments de commande peuvent être montés des deux côtés. Le matériel de montage nécessaire est fourni.
- Lubrifier la tige coulissante du frein avec une huile lubrifiante et dégrissante avant chaque utilisation.



- **Le travail silencieux facilite la manipulation des animaux.**
Essayez de guider ou d'attirer les animaux plutôt, de les pousser ou de les bousculer.
- **Portez des vêtements de protection tels que des gants, des chaussures à embout en acier et, lorsque vous utilisez une meuleuse d'angle, des lunettes de sécurité appropriées.**



1. Transport avec une fourche à palette.
Poser sur un terrain plat au bout d'un couloir d'accès.




2. Pour un travail rationnel et sûr : Système complet de contention avec possibilité d'accès (voir catalogue général PATURA sous „Installations mobiles de contention“).
Utilisez le cadre de connexion avec portillon XL (Ref. 310106) pour un traitement sûr et comme transition entre le couloir d'accès et la cage de contention.



3. Montage + manieŕment de la porte de contention

A Montage de la porte de contention





Commande à gauche :

Montez l'adaptateur de manière à ce que le repère avec un point se trouve sur la vis inférieure. Veillez ici à ce que le filetage des vis soit dirigé vers l'extérieur. Montez le levier de commande **3** sur la languette de l'adaptateur.



Commande à droite :

Montez l'adaptateur de manière à ce que le repère avec deux points se trouve sur la vis inférieure. Veillez ici à ce que le filetage des vis soit dirigé vers l'extérieur. Montez le levier de commande **3** sur la languette de l'adaptateur.



B Ouvrez la porte de contention à l'aide du levier de commande **3** uniquement jusqu'à ce que la tête de l'animal puisse passer à travers. Introduisez l'animal et fermez la porte coulissante.



Pendant l'introduction de l'animal, une personne doit tenir le levier de commande de la porte **3** en position ouverte.



Instructions de montage et d'utilisation

- 4.** Bloquez l'animal à l'aide de la porte de contention réglable en continu de façon à ce que l'animal ne puisse pas reculer dans la cage.

Interventions sur la tête (marqueurs d'oreille, anneau nasal, etc.) :

Ouvrir le panier **1** ou **2**.

Si cela est nécessaire, fixez la tête avec la chaîne fournie **5**.

Accrochez la chaîne dans la languette **A** et guidez-la au-dessus du museau. Guidez à travers l'anneau **B** vers le haut au-dessus de la tête de l'animal vers la languette **C** puis tendez et accrochez dans la languette **C**.




- 5.** Pour une fixation sûre de l'animal :
Placez la barre anti-recul **2** dans le guide, poussez-la le plus loin possible et fixez-la à l'aide de la pièce d'angle droit.



6. Montage du levier de pompe + maniemnt du serrage latéral

A Montez le levier de pompe **4** dans la douille tubulaire prévue à cet effet pour la commande du serrage latéral.



B Ressérez les parois latérales en actionnant le levier de pompe **4**, le bouchon de vidange **D** doit être fermement serré. Retour en position de départ en desserrant le bouchon de vidange **D**.




7. Montage + maniemment du panier à double battant 2 (en option)

A Montage du panier à double battant (Ref. 302307)

Contenu de la livraison :

Pièce	Description
2	1x Panier à double battant
6	1x Levier de commande du panier
7	2x Fer plat



Montez le cadre du panier 2 sur la cage de contention.

Montez ensuite le levier de commande 6 sur le cadre du panier 2.

Insérez les supports tube des fers plats 7 dans les battants du panier 2 et vissez-les à la languette du levier de commande 6.

Montez les battants du panier 2 dans les languettes prévues à cet effet sur le cadre.



B Fermez le panier avant l'entrée de l'animal.
(Pour le panier à double battant 2 bloquez le levier de commande 6 derrière le dispositif d'arrêt ou pour le panier à battant simple 1, bloquez avec la chaîne)

8. Interventions sur la tête (marqueurs d'oreille, anneau nasal etc.) : ouvrez le panier **1** ou **2**.

Traitements divers : Ouverture des deux portes inférieures ou du volet supérieur.

Modèle A 8000 césarienne : côté droit, ouverture des deux portes inférieures ou du volet supérieur.

côté gauche, ouverture des 5 portes spécialement aménagées, pour la césarienne et d'autres traitements.

Sortie de l'animal :

1. Enlevez la barre anti-recul **2**, en soulevant la pièce à angle droit

2. Laissez la porte arrière fermée

3. Ouvrez le panier **1** ou **2**

4. Ouvrez la porte de contention à l'aide du levier de commande **3** et le maintenir ouvert jusqu'à ce que l'animal ait quitté la cage



- Retirez la cage du pâturage après utilisation. Les animaux peuvent endommager la cage en cas d'accès de l'extérieur.
- Nettoyez soigneusement après utilisation et entreposez-le dans un endroit sec.
- Pour un bon fonctionnement et une longue durée de vie, il est essentiel de lubrifier suffisamment et régulièrement les graisseurs fournis.
- Les freins de la porte de contention ne peuvent être lubrifiés qu'avec de l'huile dégrissante.
- En cas de non-utilisation prolongée, enveloppez la tige coulissante du frein avec un chiffon huileux.

9. Montage + maniemment du set de parage 3 (en option)

Contenu de la livraison :

	Pièce	Description
8	1x	Treuil abdominal
9	2x	Sangle ventrale
10	1x	Treuil patte avant
11	2x	Sangle patte
12	1x	Treuil patte arrière



A Fixation sûre :

- Fermez le panier 1 ou 2
- Fermez la porte de contention
- Insérez et sécurisez la barre anti-recul 2
- Réglez le serrage latéral


- ### B
- Accrochez les sangles ventrales 9 sur le côté fixe dans le cadre
 - Guidez les sangles sous l'animal de l'autre côté
 - Accrochez dans les crochets du treuil de sangle abdominale 8 et tendez légèrement les sangles




Ne pas laisser l'animal trop lâche, sinon il deviendra nerveux !



- C**
- Insérez le treuil patte avant **10** dans son logement et bloquez-le avec la broche pliante
 - Placez la sangle **11** en formant une boucle autour de la patte avant (entre l'ergot et le sabot)
 - Guidez la sangle **11** à l'intérieur à travers le logement de pied et insérez dans le treuil **10**
 - Tirez la patte vers le haut en le tournant dans le treuil **10** jusqu'à ce qu'il repose sur le support patte avant



- D**
- Enfichez le treuil patte arrière **12** à travers les trous adaptés à la taille de l'animal par les portes arrière latérales et bloquez-le
 - Placez la sangle **11** autour de la patte arrière (entre l'ergot et le sabot) et insérez-la dans le treuil **12**
 - Tirez la patte vers le haut en tournant le treuil **12** jusqu'à ce qu'elle touche la barre !





10. Montage + utilisation du lève-tête 4 (en option)

A Vissez le lève-tête 4 au moyen des profils en U sur le cadre du panier à battant simple 1. Montage de la bride dans le trou extérieur.


Contenu de la livraison :

	Pièce	Description
4	1x	Lève-tête
13	1x	Levier de commande
14	1x	Levier de déverrouillage



Ne peut être monté que sur le panier à simple battant.

B Après avoir fixé l'animal dans la porte de contention, poussez le levier de commande 13 hors de la position de repos, tirez vers le haut, puis poussez vers le bas pour faire remonter le lève-tête vers la tête de l'animal par le bas.



C Pour libérer le levier de déverrouillage **14**, poussez vers le bas.




Au préalable, réinsérez à nouveau le levier de commande **13** !



11. Montage du système de pesée 5 (en option)

- A** Soulevez la cage de contention avec précaution et installez les barres de pesée sur les plaques de montage intégrées de la cage. Ne pas encore serrer les vis !
Rangez les câbles des barres de pesée en toute sécurité et reposez la cage de contention sur une surface plane. Serrez les vis lorsque les quatre pieds des barres de pesée sont en plein contact avec le sol. Montez les ancrages à boulons fournis pour une utilisation stationnaire.



- B** Fixez l'indicateur de pesée à la cage de contention à l'aide du matériel de montage fourni et fixez les câbles de manière à ce qu'ils ne soient pas endommagés.





Cage de contention et de parage PATURA A8000


La cage professionnelle multifonction !

- Tous les animaux d'un troupeau, du veau au taureau, peuvent être contenus et manipulés en toute sécurité grâce au serrage latéral continu très silencieux
- Les veaux ne peuvent pas faire demi-tour dans la cage
- Parage possible pour petits et grands gabarits de races bovines
- La longueur intérieure (2,75 m) permet un travail rapide et sans stress aussi bien pour l'éleveur que pour l'animal
- La cage est conçue pour des passages rapides et répétés



10 avantages décisifs

- Avantage 1:** Système de serrage latéral hydraulique (85 cm - 40 cm)
- Avantage 2:** Parage sécurisé avec treuil anti-retour
- Avantage 3:** 2 versions de paniers
- Avantage 4:** Cadre d'encolure (12 cm - 85 cm)
- Avantage 5:** Sol en tôle larmée antidérapant
- Avantage 6:** Très larges accès à l'animal des deux côtés
- Avantage 7:** Barre anti-recul sécurisée
- Avantage 8:** Longueur intérieure de 2,75 m
- Avantage 9:** Ouverture frontale très large
- Avantage 10:** Transport aisé grâce à une fourche à palette



Serrage latéral pour animaux de toutes tailles



Sol antidérapant en tôle larmée



Portes latérales pour un accès optimal à toutes les parties du corps de l'animal



Fixation de l'animal par l'arrière avec barre anti-recul sécurisée



La cage de contention pour une gestion professionnelle du troupeau

Travaillez efficacement, examinez régulièrement l'état de santé de vos bêtes, calculez leur prise de poids, déterminez leur progression.
 Pour la gestion professionnelle du troupeau, la pesée revêt une importance particulière.

L'instrument de pesée électronique permet d'améliorer le traitement du troupeau en utilisant les données stockées grâce aux marquages d'oreille.



Parage sécurisé avec treuil anti-retour



Panier de retenue pour une contention sécurisée et sans stress



Cadre à encolure réglable pour fixation d'animaux de toutes tailles. Chaîne de fixation comprise



La longueur intérieure (2,75 m) permet de séparer les étapes "entrée" et "fixation"



Large ouverture de sortie



Transport possible avec transpalette

Ref. 302800 / 302810

ENGLISH

Cattle Crush A 8000 and A 8000 for caesarean section

Behandlungsstand A 8000 und A 8000 Kaiserschnitt / Cage de contention A 8000 et A 8000 césarienne /
Behandelbox A 8000 en A 8000 keizersneden / Caja de contención A 8000 y A 8000 cesarea



Additionally required tools for assembly:

- Wrench set
- Allen wrench
- Ladder



Mounting with two persons in approx. 1 h

Installation and mounting Instructions


Included in delivery:

	Qty	Description
1	1x	Cattle Crush with parallel squeeze system
2	1x	Rump bar
3	1x	Operating lever
4	1x	Hand pump lever
5	1x	Head-chain-fixation



Accessories (optional):

	Qty	Description
1	1x	Baulk Gate, single-leaf (Ref. 302308)
2	1x	Baulk Gate, double-leaf (Ref. 302307)
3	1x	Hoof Care Kit (Ref. 302360)
4	1x	Head Fixation (Ref. 302408)
5	1x	Weighing System (Indicator (e.g. Ref. 480023) + Load Bars (Ref. 400500))



Installation and mounting Instructions

- The product is completely pre-assembled.
- All operating elements can be mounted on both sides.
- Before each use, lubricate the sliding rod of the brake with penetrating oil.



- **Quiet environment makes it easier to work with animals. Try to guide or entice the animals rather than to drive or push them.**
- **Wear protective clothes such as gloves, security shoes and appropriate safety goggles when using an angle grinder.**

- 1.** Transport safely via palett fork.
Put it on level ground at the end of the working alley.




- 2.** For efficient and safe handling:
Professional handling systems with holding pen (see PATURA main catalog chapter „Handling Systems“).
Use Treatment Cage XL (Ref. 310106) for safe treatment and as a passage from working alley to the crush.



3. Installation and Operation Headbail Unit

A Installation Headbail Unit



Operation from the left:

For mounting the adaptor part, you have to use the hole with one dot for the lower screw. Make sure that the screw threads show to the outside.



Attach the operating lever **3** to the bracket of the adaptor part.



Operation from the right:

For mounting the adaptor part, you have to use the hole with two dots for the lower screw. Make sure that the screw threads show to the outside.

Attach the operating lever **3** to the bracket of the adaptor part.



B Open head bail **3** just as wide as needed so that the animal comes straight through with its head. Guide animal in the crush and lock back door.



When guiding the animal in, one person must hold the operating lever **3** of the headbail in open position.



Installation and mounting Instructions

4. Catch the animal by operating the fully adjustable headbail. Make sure you lock it as tight as possible, so that the animal can not back up.

Treatments around the head (ear tags, nose rings etc.):

Open baulk gate **1** respectively **2**.

If necessary, use head-chain-fixation **5**.

Hook the chain into the lug **A** and lead it over the mouth. Pull trough the ring **B** upwards over the animal's head to the lug **C** pull tight and hook it into the lug **C**.




5. For safe fixation of the animal inside the crush:
Use the rump bar **2** in the guiding and push forward as much as possible. Fully secure the rump bar with an angle steel.



6. Installation Hand Pump Lever + Operation Parallel Squeeze System

A Mount the hand pump lever **4** into the pipe sleeve provided for using the parallel squeeze system.



B Fix the animal tightly by squeezing via a pumping motion **4**, release screw **D** has to be in a locked position. Return to the starting position by loosening the release screw **D**.




Installation and mounting Instructions

7. Installation + Operation Baulk Gate 7 (optional)

A Installation baulk gate, double-leaf (Ref. 302307)

Included in delivery:

	Qty	Description
2	1x	Baulk gate, double-leaf
6	1x	Operating lever for baulk gate
7	2x	Flat bar



Attach the frame of the baulk gate **2** to the cattle crush.

Fix the operating lever **6** to the frame of the baulk gate **2**.

Insert the pipe sleeves of the flat bars **7** into the upper wings of the baulk gate **2** and fix all with a screw on the bracket of the operating lever **6**.

Attach the lower wings of the baulk gate **2** in the holes provided in the bottom of the frame.



B Close the baulk gate before guiding the animals into the cattle crush.
(In case of double-leaf baulk gate **2**, secure the operating lever **6** behind the lock or, in case of the single-leaf baulk gate **1**, secure the chain!)

8. Treatments around the head (ear tags, nose rings etc.): Open baulk gate **1** respectively **2**.

Open lower doors or upper door to work on other parts of the animal.

Model A 8000 Caesarean section: right side, open the two lower doors or the upper flap.

left side, opening of the 5 specially arranged doors, for Caesarean section and other treatments.

Release animal:

1. Take out rump bar **2**
2. Keep back door locked
3. Open baulk gate **1** respectively **2**
4. Open the headbail unit using the operating lever **3** and hold it open until the animal has left the cattle crush




- Remove the cattle crush from the pasture after each use. Animals could damage it from the outside.
- Make sure it gets cleaned deply after each use and store it in a dry place.
- To properly secure the function of the crate for a long time, it is important to maintain it using quality lubrication on all lubrication nipples.
- Use only penetrating oil to maintain the headbail breaks.
- If the brakes are not in use for a longer period of time, wrap an oily cloth around the brake slide rod.

Installation and mounting Instructions

9. Installation + Operation Hoof Care Kit 3 (optional)

Included in delivery:

	Qty	Description
8	1x	Belly strap winch
9	2x	Belly straps
10	1x	Front foot winch
11	2x	Foot straps
12	1x	Hind foot winch



- A** Secure fixation:
- Close baulk gate 1 respectively 2
 - Lock headbail
 - Lock rump bar 2 sliding from the back
 - Engage parallel squeeze function


- B**
- Hook the belly straps 9 into the frame on the fixed side
 - Put the belts under the animal through to the other side
 - Hang into the hooks of the belly strap winch 8 and tighten the belly straps slightly




Make sure not to lift the animal too much to avoid it getting nervous!



- C**
- Connect front foot winch **10** by locking with a splint pin
 - Wrap strap **11** around the front foot (between dew claw and claw)
 - Guide strap **11** through the inside of the front foot support and put into winch **10**
 - Pull the foot upwards by turning the winch **10**, until it is firmly supported in the front foot rest



- D**
- Lock hind foot winch **12** according to animal size in forseen openings above the back lateral door
 - Pull strap **11** around the rear foot (between dew claw and claw) and insert into winch **12**
 - Pull foot by turning the winch **12** upwards until it is firmly attached to the bar





Installation and mounting Instructions

10. Installation + Operation Head Fixation 4 (optional)

A Screw the head fixation 4 to the frame of the single-leaf baulk gate 1 using the U-profiles. Mounting the head bracket in the outer hole pattern.

Included in delivery:

	Qty	Description
4	1x	Head Fixation
13	1x	Operating lever
14	1x	Release lever



This is an option for the single-leaf baulk gate only.

B After the animal has been fixed in the headbail, pull the operating lever 13 upwards from the rest position, then press down to bring the head fixation from below up to the head of the animal.



C Press the release lever **14** downwards to release.




Before doing so, make sure to push the operating lever **13** back in!



11. Installation Weighing System 5 (optional)

- A** Lift the cattle crush safely and attach the load bars to the integrated mounting brackets of the crush. Do not tighten the screws yet!
Secure the cables of the load bars and place the crush to an even surface.
When all 4 feet of the load bars are full in contact with the ground, the screws can be tighten. Use the enclosed anchor bolts for stationary use.



- B** Attach the indicator with the enclosed mounting material to the cattle crush and fix the cables to safe them from damage.





PATURA Cattle Crush A8000

The universal cattle crush for all intended purposes

- All animals of one herd, from young stock to breeding bull, can be restrained and handled via the infinitely adjustable parallel squeeze system
- Young stock cannot turn around inside the crush
- Hoof care for small and large-framed cattle is possible at anytime
- The large inside compartment allows a fast and stressfree work process for man and animal
- The cattle crush has been designed for a large throughput of stock



10 advantages that will convince you

Advantage 1: Parallel Squeeze System (85 cm – 40 cm)

Advantage 2: Hoof Care Equipment with Recoilless Winches

Advantage 3: 2 Baulk Gate Options

Advantage 4: Headbail Units (12 cm – 85 cm)

Advantage 5: Steel Mesh Floor


Advantage 6: Optimum access to the animals from both sides

Advantage 7: Rump Bar

Advantage 8: Functional inside length of 2.75 m

Advantage 9: Wide open front section

Advantage 10: Simple transport via pallet fork



Parallel Squeeze System for all animal sizes



Optimal traction due to steel mesh floor



Side gates for easy access to all body parts



Animal restraint from the rear with rump bar



The cattle crush for professional herd management

Work efficiently, check the state of health, weight and weight gain of your animals regularly.

An important part of professional herd management is an electronic animal weighing unit which can be combined with a crush and which will store the date of each animal with the aid of its ear tag number.



② Hoof care equipment with recoilless winches



③ Baulk gate for easy and safe capture



④ Headbail to restrain all animal sizes. Head-chain-fixation included.



⑧ Inside length (2.75 m) enables a separation of the work process "entering" and "restraining"



⑨ Release of the animals through the wide-open front section



⑩ Transport via pallet fork

Ref. 302800 / 302810

NEDERLAND

Behandelbox A 8000 en A 8000 keizersneden

Behandlungsstand A 8000 und Kaiserschnitt A 8000 / Cage de contention A 8000 et A 8000 césarienne /
Cattle Crush A 8000 and A 8000 for caesarean section / Caja de contención A 8000 y A 8000 cesarea



Voor de montage is bovendien het volgende nodig:

- Moersleutelset
- Inbussleutel
- Trapladder



Montage met twee personen in ca. 1 h




In de levering inbegrepen:

	Stuk	Omschrijving
1	1x	Behandelbox met verstelbare zijwanden
2	1x	Fixeerstang
3	1x	Bedieningshendel
4	1x	Pomphendel
5	1x	Hoofd bevestigingsketting



In de levering inbegrepen Accessoires (optioneel):

Stuk	Omschrijving
1x	Vangkorf, eendelig (Ref. 302308)
1x	Vangkorf, tweedelig (Ref. 302307)
1x	Klauwverzorgingsset (Ref. 302360)
1x	Kopfixcatie (Ref. 302408)
1x	Weegtechniek (Indicatie (b.v. Ref. 480023) + Weegbalken (Ref. 400500))



Montage- en bedieningshandleiding

- De levering is volledig voormonteerd.
- Alle besturingselementen kunnen aan beide zijden worden gemonteerd.
- Smeer voor elk gebruik de glijstang van de rem met kruipolie in.



- Rustig werken maakt het makkelijker om met dieren om te gaan. Probeer de dieren liever mee te leiden of te lokken dan ze te drijven, voort te duwen of schuiven.
- Draag beschermende kleding zoals handschoenen, schoenen met stalen neuzen en, bij gebruikmaking van een haakse slijper, een geschikte veiligheidsbril.

1. Transport door middel van palletvork.
Aan het einde van een drijfgang op een egale ondergrond neerzetten.




2. Voor verstandig en veilig werken: complete vanginstallatie met de mogelijkheid de dieren ernaartoe te drijven (zie PATURA Hoofdcatalogus onder "Mobiële Behandelingsinstallaties").
Gebruik de behandelkooi XL (Ref. 310106) voor een veilige behandeling en als overgang van drijfgang naar behandelbox.



3. Montage + Gebruik halsvastzetframe

A Montage halsvastzetframe



Bediening vanaf links:

Monteer het adapterstuk zo dat de markering met een punt zit op de onderste schroef. Zorg er hier voor dat de schroefdraden naar buiten wijzen.



Bevestig de bedieningshendel **3** aan het lipje van het adapterstuk.



Bediening van rechts:

Monteer het adapterstuk zo dat de markering met twee punten op de onderste schroef. Zorg er hier voor dat de schroefdraden naar buiten wijzen. Bevestig de bedieningshendel aan de

Bevestig de bedieningshendel **3** aan de nok van het adapterstuk.



B Open de vangkooi via bedieningshendel **3** slechts zo ver dat het dier er met zijn kop net door kan. Drijf het dier naar binnen en sluit de schuifdeur.



Bij het binnendrijven van het dier moet één persoon de bedieningshendel **3** van het halsvastzetframe in de geopende stand houden.



- 4.** Zet het dier vast met het traploos instelbare halsvastzetframe en sluit zover af dat het dier in de behandelbox niet meer achteruitwijken kan.

Behandeling van dieren aan de kop (oormerken, neusring etc.):

Vangkorf **1** of **2** openen.

Gebruik indien nodig de meegeleverde ketting **5** om de kop te fixeren.

Haak de ketting aan de las **A** en leid hem over de bek heen. Haal hem door de ring **B** omhoog, over de kop van het dier naar de las **C** toe, trek hem strak en haak hem in de las **C** aan.




- 5.** Voor het veilig fixeren van het dier:
De bekkenstang **2** in de geleider steken, zo ver mogelijk naar voren schuiven en zet vast met behulp van het hoekstaal.



6. Montage van de pomphendel + werking van de zijkantversmalling

A Plaats de pomphendel **4** in de voorziene pijpbuis voor de bediening van de zijkantversmalling.



B Smaller zetten van de zijwanden door het bedienen van de pomphefboom **4**, de aflatplug **D** moet dicht zijn. Terug naar de uitgangspositie d.m.v. de aflatplug **D**.




7. Montage + Bediening vangkorf 2 (optioneel)

A Montage Vangkorf, twee-delig (Ref. 302307)

In de levering inbegrepen:

	Stuk	Omschrijving
2	1x	Vangkorf, twee-delig
6	1x	Bedieningshendel vangkorf
7	2x	Vlak strijkijzer



Monteer het frame van de vangkorf 2 op de
behandelstand.
Monteer de bedieningshendel 6 op het frame
van de vangkorf 2.
Steek de pijpbusen van de Vlak strijkijzer 7
in de vleugels van de korf 2 en schroef ze
vast aan de lipjes van de bedienhendel 6.

Monteer de vleugels van de vangkorf 2 in de daarvoor
bestemde lipjes van het voor dit doel bestemde frame.



B Sluit de vangkorf voordat u het dier binnendrijft.
(In het geval van een dubbelvleugelige vangkorf 2, de bedieningshendel 6
achter het slot vastzetten of, in het geval van een enkelvleugelige vangkorf 1, de ketting vastzetten!)

- 8.** Behandeling van dieren aan de kop (oormerken, neusring etc.): Vangkorf **1** of **2** openen.
 Bij werk aan andere gebieden: Het openen van de onderste deuren of de bovenste klep.
 Model A 8000 keizersnede: rechterzijde, openen van de twee onderste deuren of de bovenste klep.
 links, opening van de 5 speciaal ingerichte deuren, voor keizersnede en anderen behandelingen.

Het dier eruit laten:

1. Trek de bekkenstang **2** eruit door het hoekstaal op te tillen
2. Achterdeur gesloten houden
3. Vangkorf **1** of **2** openen
4. Halsvastzetframe met de bedieningshendel **3** openen en open houden tot het dier de box heeft verlaten



- Haal de behandelbox na gebruik van de wei. De dieren kunnen de box beschadigen als ze hem buiten betreden.
- Maak de box na gebruik grondig schoon en zet hem op een droge plaats weg.
- Voor een goede werking en een lange levensduur is het essentieel om bij de daarvoor bestemde smeernippels voldoende en regelmatig te smeren.
- De remmen van het halsvastzetframe mogen alleen met kruipolie gesmeerd worden.
- Als de rem langere tijd niet wordt gebruikt, wikkelt u een geoliede doek om de glijstang van de rem.

9. Montage + Bediening van de klauwverzorgingsset 3 (optioneel)

In de levering inbegrepen:

	Stuk	Omschrijving
8	1x	Buikgordellier
9	2x	Buikgordel
10	1x	Voorpootlier
11	2x	Pootgordel
12	1x	Achterpootlier



- A** Veilige fixatie:
- Vangkorf 1 of 2 sluiten
 - Halsvastzetframe sluiten
 - Bekkenstang 2 invoeren en zekeren
 - Versmalling van de zijanten instellen

- B**
- Haak de buikgordels 9 aan de vaste zijde in het frame
 - Haal de gordels onder het dier door naar de andere kant
 - In de haken van de aanhaken en buikgordels 8 buikgordellier lichtjes strakker trekken



Geef het dier niet te veel ruimte, anders kan het onveilig worden!



- C**
- Steek de voorpootlier **10** in de houder en zet deze vast met een splitpen
 - Leg de gordel **11** in een strik rond de voorpoot (tussen bijklauw en klauw)
 - Haal de gordel **11** aan de binnenkant door de pothouder en leg hem in de lier **10**
 - Breng de poot omhoog door aan de lier **10** te draaien, tot de poot stevig in de voorpootsteun ligt



- D**
- Achterpootlier **12** door de aan de grootte van het aangepaste gaten steken en over de achterste zijdeur heen halen en vastzetten
 - Gordel **11** om de achterpoot (tussen bijklauw en klauw) en in de lier **12** leggen
 - Breng de poot omhoog door aan de lier **12** te draaien tot deze stevig tegen de stang aan ligt





10. Montage + Bediening Hoofdfixatie 4 (optioneel)

A Schroef de Hoofdfixatie 4 aan het frame van de een-delige veiligheidskooi 1. Montage van de hoofdbeugel in de buitenste Gaatjes patroon.


In de levering inbegrepen:

	Stuk	Omschrijving
4	1x	Kopfixatie
13	1x	Bedieningshendel
14	1x	Ontgrendelingshendel



Kan alleen op de een-delige vangkorf worden gemonteerd.

B Nadat het dier in het halsvastzetframe is gefixeerd, trekt u de bedieningsgrendel 13 omhoog vanuit de ruststand, en vervolgens druk naar beneden om de Hoofdfixatie van onderaf tot aan de hoofd van het dier te brengen.



C Om te ontgrendelen, duwt u de ontgrendelingshendel **14** naar beneden.




Duw eerst de bedieningshendel **13** terug naar binnen!



11. Montage Weegtechniek 5 (optioneel)

- A** Til de behandelingsseenheid veilig op en monteer de weegbalk op de geïntegreerde montageplaten van de behandelingsseenheid. Draai de schroeven nog niet vast! Leg de kabel van de weegbalken veilig opgeborgen en plaats de behandelingsseenheid op een vlakke ondergrond. Wanneer alle 4 poten van de weegbalken volledig contact hebben met de grond, kunnen de bouten worden vastgedraaid. Monteer de bijgeleverde boutankers voor stationair gebruik.



- B** Bevestig het display met het juiste bevestigingsmateriaal aan de Behandelbox en zet de kabels vast zodat ze niet beschadigd worden.





De PATURA behandelbox A8000


De professionele universele box voor alle gebruikdoeleinde

- Alle dieren van een kudde, van jong- tot mestvee, kunnen middels de zijkant versmalling vastgezet en behandeld worden
- Jongvee kan zich in de box niet omdraaien
- Klauwenbehandeling is bij klein en grote rassen op elk gewenst tijdstip mogelijk
- De lange binnenruimte maakt het snel en stress-vrij werken voor mens en dier mogelijk
- De box is ontworpen voor hoge doorvoersnelheid



10 voordelen, die u volledig zullen overtuigen

- | | |
|---------------------|---|
| Voordeel 1: | Zijkantversmalling (85 cm - 40 cm) |
| Voordeel 2: | Klauwbehandeling met terugslagvrije lieren |
| Voordeel 3: | 2 vastzetkorf varianten |
| Voordeel 4: | Halsvastzetframe (12 cm - 85 cm) |
| Voordeel 5: | Bodem uit stekmetalen |
| Voordeel 6: | Optimale tweezijdige toegang tot het dier |
| Voordeel 7: | Fixeerstang |
| Voordeel 8: | Bruikbare binnenafmeting van 2,75 m |
| Voordeel 9: | Grote opening voorzijde |
| Voordeel 10: | Eenvoudige transport door middel van palettenvork |



Zijkantversmalling voor elke grootte van het dier



Optimale antislip door stekmetalen rooster



Zijdeuren voor een optimale bereikbaarheid voor alle lichaamsdelen



Het dier vastzetten van achteren door een fixeerstang




De behandelbox voor professioneel kudde management

Werk efficiënt, controleer regelmatig de gezondheidstoestand van de dieren en registreer gewichten en toenames.

Een belangrijk onderdeel van professioneel kuddemanagement is een elektronische dierenweegschaal die te combineren is met de behandelbox en die van ieder dier gegevens opslaat aan de hand van het oormerknummer.



2 Klauwbehandeling met terugslagvrije lieren



3 Vangkooi voor veilig en rustig vastzetten



4 Halsvastzetframe voor het vastzetten van iedere diergrootte. Inclusief kop vastzetketting.



8 Binnenafmeting (2,75 m) lengte maakt de scheiding in stappen "toegang" en "vastzetten" mogelijk



9 Exit van dieren door openstelling van de gehele voorzijde



10 Transport doormiddel van pallettenvork

Ref. 302800 / 302810

ESPAÑOL

Caja de contención A 8000 y A 8000 cesarea

Behandlungsstand A 8000 und A 8000 Kaiserschnitt / Cage de contention A 8000 et A 8000 césarienne /
Cattle Crush A 8000 and A 8000 for caesarean section / Behandelbox A 8000 en A 8000 keizersneden



Herramienta necesaria al montaje:

- Juego de llaves inglesas
- Llave Allen
- Escalera



Montaje por 2 personas en aprox. 1 h

Instrucciones de montaje y de uso


Volumen de entrega:

	Unid.	Denominación
1	1x	Cajón de contención con laterales ajustables
2	1x	Barra antireculaje
3	1x	Palanca de mando
4	1x	Palanca hidráulica
5	1x	Cadena de fijación de cabeza



Volumen de entrega Accesorios (opcional):

Unid.	Denominación
1x	Puerta de contención, una aleta (Ref. 302308)
1x	Puerta de contención, doble aleta (Ref. 302307)
1x	Equipo para el cuidado de pezuñas (Ref. 302360)
1x	Fijación para la cabeza (Ref. 302408)
1x	Sistema de pesaje (indicador (por ejemplo, Ref. 480023) + barras de carga (Ref. 400500))



Instrucciones de montaje y de uso

- Se suministra totalmente premontado.
- Todos los elementos de manejo podrán montarse en ambos lados.
- Antes de cada uso, lubrique la varilla de deslizamiento del freno con aceite penetrante.



- Trabajar con calma facilita el manejo de los animales. Procure dirigir o atraer a los animales en lugar de empujarlos o presionarlos.
- Lleve ropa, guantes y calzado de seguridad con puntera de acero y, si emplea una amoladora angular, las gafas de protección correspondientes.

1. Efectúe su transporte con una horquilla portapalets. Emplácelo al final de una manga de manejo, sobre una superficie plana.




2. Para un trabajo ordenado y seguro dispone de: la instalación completa de contención con opción para el manejo (véase el catálogo PATURA en „instalaciones móviles de contención“). Emplee la jaula de contención XL (ref. 310106) para un manejo seguro y como transición desde la manga de manejo al cajón de contención.



3. Montaje + Manejo del cabezal

A Montaje del cabezal



Manejo por la izquierda:



Monte la pieza adaptadora de manera que la marca con un punto esté en el tornillo inferior. Asegúrese aquí de que las roscas de los tornillos apunten hacia fuera. Coloque la palanca de mando **3** en la lengüeta de la pieza adaptadora.



Manejo por la derecha:

Monte la pieza adaptadora de manera que la marca con dos puntos esté en el tornillo inferior. Asegúrese aquí de que las roscas de los tornillos apunten hacia fuera.

Coloque la palanca de mando **3** en la lengüeta de la pieza adaptadora.



B Abra el cabezal **3** bastidor de retención del cuello hasta que el animal pueda pasar su cabeza. Meta el animal y cierre la puerta corredera.



Al meter el animal, una persona sostendrá la palanca de mando **3** en posición abierta.



Instrucciones de montaje y de uso

- 4.** Atrape al animal con el cabezal de ajuste gradual y cierre de tal manera que el animal, una vez en el cajón de contención, no pueda retroceder.

Tratamiento en la cabeza del animal (crotales, narigueras, etc.):

Abra la puerta de contención **1** o **2**.

Si fuese necesario, inmovilice la cabeza con la cadena suministrada **5**.

Enganche la cadena en la pieza de unión **A** y pásela por encima del hocico. Atraviese la anilla **B** hacia arriba, por encima de la cabeza del animal, hacia la pieza de unión **C**, tense y enganche en la pieza de unión **C**.




- 5.** Para una fijación segura del animal: Introduzca la barra antireculaje **2** en la guía, de modo que se desplace hacia delante lo máximo posible y asegúrela con el perfil angular.



6. Montaje de la palanca hidráulica + manejo del sistema de estrechamiento lateral

A Coloque la palanca hidráulica **4** en el manguito previsto para el accionamiento del estrechamiento lateral.



B Contraiga las paredes laterales accionando la palanca hidráulica **4**, el tapón de purga **D** debe estar fuertemente cerrado. Vuelva a la posición inicial aflojando el tapón de purga **D**.




7. Montaje + Manejo de la puerta de contención 2 (opcional)

A Montaje de la puerta de contención con 2 aletas (Ref. 302307)

Volumen de entrega:

	Unid.	Denominación
2	1x	Puerta de contención, doble aleta
6	1x	Palanca
7	2x	Hierro plano



Monte el marco de la puerta 2 en el cajón de contención. Monte la palanca de mando 6 en el marco de la puerta 2. Inserte los casquillos de las barras planas 7 en las aletas de la puerta 2 y atornillelos a la lengüeta de la palanca de mando 6.

Montar las aletas de la puerta 2 en las pestañas previstas en el marco.



B Cierre la puerta de contención antes de introducir el animal. (Con la puerta de doble aleta 2, asegure la palanca de mando 6 detrás de la cerradura o, con la puerta con una aleta 1, asegure con la cadena).

8. Tratamiento en la cabeza del animal (crotales, narigueras, etc.): abra la cancilla de contención **1** o **2**.

Trabajos en otras zonas: abra las dos puertas inferiores o la tapa superior.

Modelo A 8000 para cesárea: lado derecho, abra las dos puertas inferiores o la tapa superior.

Lado izquierdo, abra las 5 puertas dispuestas especialmente para cesárea u otros tratamientos.

Salida del animal:

1. Extraiga la barra antireculaje **2**, eleve para ello el perfil angular
2. Mantenga las puertas traseras cerradas
3. Abra la puerta de contención **1** o **2**
4. Abra el cabezal con la palanca **3** y manténgalo abierto hasta que el animal haya abandonado el cajón



- Retire el cajón del prado, cuando ya no lo necesite. El cajón podría sufrir daños si los animales acceden desde el exterior.
- Limpie bien el cajón después de su uso y almacénelo en un lugar seco.
- Para garantizar su buen funcionamiento y un uso prolongado es imprescindible que lubrique las boquillas de engrase previstas abundantemente y con regularidad.
- La lubricación de los frenos de la puerta de retención únicamente debe efectuarse con aceite penetrante.
- Envuelva la varilla de deslizamiento del freno con un paño impregnado con aceite, si transcurre mucho tiempo sin que se vuelva a usar.

9. Montaje + Manejo del equipo para el cuidado de pezuñas 3 (opcional)

Volumen de entrega:

	Unid.	Denominación
8	1x	Cabestrante de cincha abdominal
9	2x	Cincha de sujeción abdominal
10	1x	Cabestrante de pata delantera
11	2x	Correa pata
12	1x	Cabestrante de pata trasera



- A** Fijación segura:
- Cierre la puerta de contención 1 o 2
 - Cierre el cabezal
 - Introduzca y asegure la barra antireculaje 2
 - Ajuste el estrechamiento lateral


- B**
- Cuelgue la cincha abdominal 9 en el lateral fijo del marco
 - Pase la cincha por debajo del animal hasta el otro lado
 - Engancha la cincha abdominal en los ganchos del cabestrante correspondientes 8




No libere al animal bruscamente. Podría ser peligroso.



- C**
- Incorpore el cabrestante para la pata delantera **10** y bloquéelo con un pasador abatible
 - Rodee con la correa **11** la pata delantera (entre el espolón y la pezuña)
 - Lleve la correa **11** por dentro, a través del alojamiento del pie y colóquela en el cabrestante **10**
 - Levante la pata girando el cabrestante **10** hacia arriba, hasta que quede fijo en el alojamiento de la pata delantera



- D**
- Introduzca el cabrestante para pata trasera **12** en los orificios apropiados al tamaño del animal por las puertas laterales traseras y bloquéelo
 - Coloque la correa **11** alrededor de la pata trasera (entre el espolón y la pezuña) y en el cabrestante **12**
 - Suba la pata haciendo girar el cabrestante **12** hasta que quede ajustada a la varilla





10. Montaje y manejo de la fijación para la cabeza 4 (opcional)

A Atornille la fijación para la cabeza 4 al marco de la puerta con una aleta 1, utilizando los perfiles en U. Monte el soporte de la cabeza en el patrón de agujeros exteriores.


Volumen de entrega:

	Unid.	Denominación
4	1x	Fijación para la cabeza
13	1x	Palanca de mando
14	1x	Palanca de desbloqueo



El montaje solo será posible en una puerta de contención con una aleta.

B Una vez que el animal se haya inmovilizado en el cajón de retención, levante la palanca de mando 13 desde la posición de reposo. A continuación presiónela hacia abajo para llevar la fijación para la cabeza desde abajo hasta la cabeza del animal.



C Presione hacia abajo para soltar la palanca de desbloqueo **14**.




Es imprescindible que vuelva a introducir antes la palanca de mando **13**!



11. Montaje del sistema de pesaje 5 (opcional)

- A** Levante el cajón de contención de forma segura y monte la barra de pesaje en las placas de montaje integradas. No apriete aún los tornillos.
Guarde el cable de las barras de carga de forma segura y coloque la caja de tratamiento sobre una superficie plana. Cuando los 4 pies de las barras de pesaje tienen pleno contacto con el suelo, se pueden apretar los tornillos. Monte los anclajes de pernos adjuntos para un uso estacionario.



- B** Instale el indicador con los accesorios de montaje adecuados al cajón de contención y fije los cables para que no se dañen.





El cajón de contención PATURA A8000


El cajón profesional multifuncional para cualquier propósito

- Todos los animales de un rebaño, de ganado joven hasta macho reproductor, pueden ser fijados y atendidos seguro gracias al sistema lateral de estrechamiento ajustable infinitamente
- Ganado joven no se puede voltear en el cajón
- Cuidado de pezuña para pequeños y grandes animales posible en cualquier momento
- El largo espacio interior permite un trabajo rápido sin estrés para el ganadero y el animal
- El cajón está diseñado por un alto rendimiento de ganado



10 ventajas convincentes

- | | |
|---------------------|---|
| 1ª ventaja: | Sistema lateral de estrechamiento (85 cm – 40 cm) |
| 2ª ventaja: | Cuidado de pezuña con tornos antigolpes |
| 3ª ventaja: | 2 opciones de puerta de contención |
| 4ª ventaja: | Cabezal (12 cm – 85 cm) |
| 5ª ventaja: | Suelo de metal desplegado |
| 6ª ventaja: | Acceso óptimo al animal de los dos lados |
| 7ª ventaja: | Barra antirretorno |
| 8ª ventaja: | Longitud funcional interior de 2.75 m |
| 9ª ventaja: | Amplia apertura frontal |
| 10ª ventaja: | Transporte fácil con horquilla porta-palet |



Sistema lateral de estrechamiento para cualquier tamaño de animal



Antideslizamiento óptimo gracias a un suelo de metal rugoso



Puertas laterales para el acceso óptimo a todas las partes del cuerpo



Barra antirretorno para fijación de los animales atrás




La caja de contención para la gestión profesional de rebaños

Trabaja de forma eficiente, revise regularmente la salud, el peso y el aumento de peso de sus animales.

Una parte importante de la gestión profesional de rebaños es una balanza eléctrica para animales, que puede ser combinada con un cajón de contención, y que guarda datos de cada animal según el número de las marcas auriculares.



② Cuidado de pezuña con tornos antigolpes



③ Puerta de contención de seguridad para una captura segura, sin estrés



④ Cabezal para la fijación de los animales de todos los tamaños. Cadena de fijación cabeza incluida.



⑧ Longitud interior (2.75 m) permite la separación de los procesos "Entrada" y "Fijación"



⑨ Salida de los animales por la parte delantera largamente abierta



⑩ Transporte mediante puas porta-palets